

Lentille souple

appenzeller
kontaktlinsen®
passt.

Personnelle

Lentille souple trimestrielle



Ma réserve annuelle de lentilles
souples. Par œil.

info@appenzeller-kontaktlinsen.ch
www.appenzeller-kontaktlinsen.ch



passt.

PERSONNELLE

Lentille souple trimestrielle

Voir clair et net, pas plus, mais aussi pas moins.
La lentille PERSONELLE d'Appenzeller Kontaktlinsen vous le garantit.
Et ce pour 3 mois, pas plus, mais aussi pas moins.

En cas de perte ou de casse de la lentille, son remplacement est moins onéreux que pour des lentilles semestrielles ou annuelles. C'est la solution idéale pour les clients cherchant un minimum de risque sans renoncer aux lentilles de qualité.

→ La famille PERSONELLE

PERSONELLE
PERSONELLE TD / TP
PERSONELLE proASSIST
PERSONELLE proASSIST TD / TP
PERSONELLE Multi
PERSONELLE Multi TD / TP

→ Géométrie de la face antérieure

Sphérique	
Stabilisation prismatique	point gravé à 0° et 180°
Stabilisation dynamique	point gravé à 0° et 180°

→ Fréquence de remplacement

3 Mois

→ Géométrie de la face postérieure

- Sphérique ou torique
- Bicourbe, livrable avec différents facteurs d'aplatissement selon le profil cornéo-sclérale

Dénomination	Géométrie
1	Dégagement périphérique serré
2	Dégagement périphérique normal (standard)
3	Dégagement périphérique plat



PERSONNELLE

Lentille souple trimestrielle

→ Gamme de livraison

Rayon (dépendant du diamètre)	7.5 mm à 9.2 mm par pas de 0.10 mm
Diamètre	13.3 mm / 13.8 mm / 14.3 mm / 14.8 mm / 15.3 mm
Facteur d'aplatissement «AF»	1 / 2 / 3
Puissance	± 30.0 dpt par pas de 0.25 dpt
Cylindre (lentille torique)	-0.5 dpt à -8.0 dpt par pas de 0.25 dpt
Axe (lentille torique)	0° à 180° par pas de 1°
Addition (lentille multifocale)	+0.5 dpt à +3.5 dpt par pas de 0.25 dpt
Facteur de risque (lentille proASSIST)	Moderat / High / Very High

→ Matériaux

Matériaux	Couleur
Unisil silicone hydrogel 50	Transparent / Bleu
GM Advance 49%	Transparent / Bleu
GM Advance 58%	Transparent / Bleu
Contaflex 75%	Transparent

→ Délai d'échange

Date du bulletin de livraison + 1 mois	crédit avec franchise
Date du bulletin de livraison > 1 mois à 1.5 mois	50% de crédit

→ Garantie

Bon de livraison à la place de bulletin + 1 mois	100% de crédit en cas de casse
--	--------------------------------

→ Conseil d'adaptation

Matériaux		
Unisil silicone hydrogel 50*		
GM Advance 49%		
GM Advance 58%		
Contaflex 75%		
Moyenne des rayons cornéens centraux	7.20 7.30 7.40 7.50 7.60 7.70 7.80 7.90 8.00 8.10 8.20 8.30 8.40 8.50 8.60 AF	
	$(r_{\text{plat}} + r_{\text{serre}}) / 2$	
Ø cornéen (mm)	Petit 11.0–11.4	7.70 7.80 7.90 8.00 8.10 x x x x x x x x x x AF 2
	Moyen 11.5–12.1	7.70 7.80 7.90 8.00 8.10 8.20 8.30 8.40 8.50 8.50 8.60 8.70 x x x AF 2
	Grand >12.1	x x x 8.00 8.10 8.20 8.30 8.40 8.50 8.60 8.70 8.80 8.90 9.00 9.10 AF 2

Diamètre PERSONELLE: Ø cornéen DHIV + 2.5 mm

*Unisil 50 : Rayon 0.10 à 0.20 mm plus plat qu'indiqué dans le tableau



passt.

Confort et sécurité

Nos conseils pour l'entretien des lentilles de contact souples

Produit à l'unité ou lot.

Configuration selon vos besoins

Les lentilles de contact ne sont pas seulement un produit mais un processus débutant avec votre conseil. Une fois l'adaptation elle-même terminée avec succès, la pose et dépose ainsi que l'entretien des lentilles continuent. C'est pourquoi nous ne vous livrons pas uniquement des lentilles de contact sur mesure mais aussi du savoir-faire sur mesure. Cela inclut notre Service Professionnel se tenant à votre disposition pour tout conseil. Il s'agit également des produits d'entretien et des accessoires offrant à vos clients bien-être, santé et sécurité absolue.

L'ordre est : nettoyer, rincer, désinfecter et conserver. Nous vous proposons des produits d'entretien assortis selon vos besoins et souhaits. Lot emballé dans un film transparent fin, facile à enlever sans utiliser des ciseaux ou couteaux.

Exemples de configuration

- 1x Nettoyant + 1x Saline + 1x Peroxyde + 1x Enzyme
- 1x Nettoyant + 1x Saline + 1x All-in-One SOFT

Bien entendu, toute autre configuration est possible, à votre convenance

1. Nettoyer
Quotidiennement

Appenzeller Kontaktlinsen® Nettoyant

Nettoyant à base d'alcool

Pour l'entretien quotidien des lentilles rigides perméables aux gaz et des lentilles souples.

2. Rincer
Quotidiennement

Appenzeller Kontaktlinsen® Saline

Solution saline pour rinçage

Pour toutes les lentilles de contact, souples et rigides – sauf lentilles sclérales. A utiliser pour rincer après le nettoyage et également pour poser la lentille sur l'œil.



3. Désinfection et conservation Quotidiennement

Appenzeller Kontaktlinsen® Peroxyd

Désinfection et neutralisation :
1 heure

Avec le système peroxyde d'Appenzeller Kontaktlinsen, la désinfection et la neutralisation des lentilles de contact sont faciles, rapides et efficaces à 100% en 1 heure.

Pour toutes les lentilles souples traditionnelles, lentilles de remplacement fréquent ou les lentilles rigides perméables aux gaz.

Appenzeller Kontaktlinsen® All-in-One soft

Solution de désinfection

Solution combinée All-in-One Soft : solution multifonction au hyaluronate de sodium pour une hydratation maximale, une durée de port et de confort prolongés. Pour tout ceux qui n'optent pas pour le système peroxyde de désinfection et neutralisation efficace et rapide en 1 heure.

4. Déprotéinisation 1x par semaine

Appenzeller Kontaktlinsen® Enzyme

Nettoyage intensif

Des protéines se déposent tous les jours sur les lentilles. En plus de la désinfection et de la neutralisation quotidiennes des lentilles, une déprotéinisation hebdomadaire est nécessaire lors de l'utilisation du système peroxyde.





Petites coques de plastique,

passt.

Mr. Feinbloom l'a fait. Cet opticien a été le premier à utiliser le PMMA pour produire des lentilles. C'était dans les années 30. Depuis, pour des millions de personnes, une grande fenêtre s'est ouverte sur le monde grâce à ces simples petites coques de plastique.

La R&D est notre principal investissement pour que nos produits bénéficient des toutes dernières avancées technologiques.

Notre Service Professionnel vous fournira une assistance compétente, afin de recevoir une réponse personnalisée à chacune de vos questions, et la lentille adéquate.

Personnelle trimestelle



Lentille souple trimestrielle
Ma réserve annuelle de lentilles souples. Par œil.

Personnelle



Unifocale – Multifocale – Style de vie numérique
Mes lentilles sont comme mon empreinte digitale : Unique.

Excellent AS Excellent MK



Unifocale – Multifocale – Bifocale
Classique, pratique et excellente : vous pouvez compter sur cette lentille

i-MAP AS



Unifocal – Multifocal – Bifocal
La haute technologie des lentilles au service de ma vie quotidienne : prêt pour toute situation.

grandes fenêtres sur le monde.

appenzeller
kontaktlinsen®
passt.

i-NIGHT



L'orthokératologie au plus haut niveau
À porter la nuit pour voir le jour :
sans lunettes et sans lentilles.

Personnelle-KK
Excellent-KK



Lentilles de contact pour kératocône
Haute conicité, haute demande :
haute adaptation.

i-MAP



Pour l'adaptation des cornées irrégulières
Convient quand aucune autre
ne convient.

i-MATRIX



Lentille sclérale
Cornée blessée, kératocône ou kérato-
plastie ? Elle s'adapte quand même.

*pro*ASSIST



Assistance professionnelle en cas
de myopie évolutive
Des lentilles bien adaptées pour
ne pas avoir de verres épais.



passt.

Appenzeller Kontaktlinsen AG
Hauptstrasse 22
CH-9042 Speicher AR
Téléphone +41 71 344 20 00

Appenzeller Kontaktlinsen AG
Kemptener Strasse 8
D-88131 Lindau
Téléphone +49 69 332 962 31

Appenzeller Kontaktlinsen AG
Postfach 29
A-6973 Höchst
Téléphone +43 72 088 16 97

info@appenzeller-kontaktlinsen.ch www.appenzeller-kontaktlinsen.ch

10 Points

Ce qui plaide pour Appenzeller Kontaktlinsen

→ Succès d'adaptation

Nous nous efforçons de vous connaître et de vous comprendre, afin d'être sûrs que votre adaptation soit réussie aussi bien pour votre client que pour vous.

→ Technologie de pointe

La R&D est notre principal investissement pour que nos produits bénéficient des toutes dernières avancées technologiques.

→ Swiss made

Nous sommes très exigeants sur la qualité de fabrication de nos lentilles de contact. Afin qu'elles correspondent à vos attentes du « Swiss made ».

→ Reproductibilité

Nous portons une attention permanente au suivi de nos clients afin de leur fournir les mêmes lentilles lors des renouvellements.

→ A votre écoute

Notre Service Professionnel vous fournira une assistance compétente, afin de recevoir une réponse personnalisée à chacune de vos questions, et la lentille adéquate.

→ Travail sur mesure

Nous produisons chaque lentille de contact individuellement, pour vous. Cela signifie qu'elle correspond à 100% à vos spécifications.

→ Droit d'échange

Nous vous fournissons nos lentilles de contact avec ou sans droit d'échange. L'option droit d'échange vous permet de ne payer qu'une franchise si vous décidez de modifier votre commande, il vous donne la sécurité financière. La date du bon de livraison détermine la date de début de la période d'échange.

- Lentilles souples
 - Lentilles 3 mois : 1 mois
 - Lentilles semestrielles : 2 mois
 - Lentilles annuelles : 3 mois
- Lentilles rigides : 3 mois

→ Prix avantageux

Nous offrons des conditions de paiement particulièrement avantageuses. Afin d'en profiter prenez contact avec nous pour les termes et conditions.

→ Garantie

Nous prenons grand soin à produire nos lentilles. Alors vous pouvez compter sur nous pour vous garantir nos lentilles de contact.

- Lentilles 3 mois : 1 mois
- Lentilles semestrielles : 2 mois
- Lentilles annuelles : 3 mois.

Une lentille cassée ? Renvoyez-la pendant la période de garantie et nous la remplaçons : à la commande suivante, nous vous accorderons une note de crédit. La date du bon de livraison détermine la date de début de la garantie.

→ Optique long terme

Nous aspirons à établir une relation commerciale qui se veut durable et surtout à long terme toujours plus partenariale.

